

КОСМЕТИКА ИЗ ЯПОНИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ

**ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
DENTAL CARE
(Корея)**

Тел.: 8 (499) 408 49 73
8 (499) 340 41 15

Е-mail: sanacosmetics@narod.ru
www.japancosm.ru

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Double Bristle System

DENTAL CARE

С содержанием наночастиц золота, серебра, древесного угля, турмалина, ксилита, фтора

- В щетинках содержатся частицы нанозолота, наносеребра и древесного угля, что делает эти щетки уникальными и позволяет эффективно очищать налет на зубах.
- Помимо этого, наночастицы заполняют микроскопические трещины эмали зубов, мягко полируют их поверхность, делая ее гладкой.
- Турмалин улучшает кровообращение, ксилит и фтор предотвращают кариес, защищают эмаль зубов.
- Зубы надолго сохраняют чистоту и блеск.
- Зубные щетки оказывают мощное антибактериальное воздействие на ротовую полость, улучшают кровообращение, способствуют сохранению чистоты и свежести.

Специальная двойная система щетинок Double Bristles System: длинные - тонкие и мягкие, короткие – округлые и более жесткие.

Длинные волокна превосходны для удаления зубного налета вокруг десен, глубоко проникают между зубами и в другие труднодоступные места.

Закругленные нижние щетинки прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее.

Короткие волокна предназначены для удаления пятен и полировки зубов. Щетки имеют уникальную U-образную форму, которая помогает удалять налет с зубов. В отличие от обычных зубных щеток, эта форма волокон повышает способность охватить все области полости рта, включая самые узкие отверстия между зубами.

Сертификаты FDA, ISO 9001, ISO 14001



Специальная система **Dual Bristle System** (система с 2 типами волокон) и уникальная очищающая U-образная форма щетки эффективно удаляет налет с зубов.



В отличие от обычной, эта форма волокон многократно повышает способность охватить все области полости рта, включая самые узкие отверстия между зубами.



Длинные волоски тонкие и мягкие. Легко проникают в пространство между зубов и эффективно устраняют бактерии.



Короткие волоски округлые и более жесткие. Тщательно очищают поверхности зубов, подходят для чувствительных десен.

- Мощное антибактериальное воздействие на ротовую полость
- Убивают бактерии на щетине в течение 4 часов после чистки зубов
- Улучшают кровообращение
- Повышается стойкость полости рта к инфекциям
- Эффективно очищают налет на зубах

Наночастицы заполняют микроскопические трещины в зубах, мягко полируют их поверхность. Зубы надолго сохраняют чистоту и блеск.

**ЕСЛИ У ВАС И ВАШИХ
БЛИЗКИХ СТОЯТ БРЕКЕТЫ,
ЛУЧШЕЙ ЩЕТКИ НЕ НАЙТИ!**

Исследования Южнокорейского НИИ конструкционных материалов доказали полное уничтожение бактерий на щетине, содержащей наночастицы, в то время, когда на обычной щетине бактерии размножаются даже после обработки кипятком

**Через 4 часа бактерий на щетке не остается. То есть, каждый день утром и вечером
У ВАС НОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА!**

KIDS TOOTHBRUSH

Зубная щетка со сверхтонкой двойной щетиной для детей 4-10 лет, 3-8 лет



140343

Зубная щетка со сверхтонкой двойной щетиной, компактной головкой и ручкой прекрасно подходит для эффективной чистки детских зубов.

Тонкие мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения чистоты и свежести.

Производится по запатентованной технологии. Получены сертификаты FDA и ISO.

Подходит для детей со слабыми деснами.

Применение: увлажнить щетку, нанести немного пасты и чистить зубы несколько минут. Затем прополоскать щетку в проточной воде.

Рекомендации по использованию: после использования храните зубную щётку в проветриваемом помещении, так чтобы с нее стекла вода. Использовать только по назначению.

Меняйте щетку не реже, чем через 3-4 мес.

Состав ручки: полипропилен, резина.

Состав щетинок: полибутилентерефталат.



142279

NANO GOLD TOOTHBRUSH ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА и сверхтонкой двойной щетиной



Нанозолото имеет следующие свойства:

- оказывает мощное антибактериальное действие
- успокаивает, выводит токсины и очищает
- отбеливает зубы и освежает дыхание

Клиническими исследованиями доказано, что частицы нанозолота уничтожают до 99,9% всех бактерий, "сталкивающихся" со щетинками щетки, что предотвращает появление неприятного запаха изо рта.

Щетина, производимая с добавлением наночастиц золота, сохраняет его действие до окончания срока годности зубной щетки.

Тонкие (мягкие или супермягкие) заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные мягкие нижние щетинки (мягкие или средней жесткости) прекрасно очищают зубную эмаль, не повреждая ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения чистоты и свежести.

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая /супермягкая/.

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя /мягкая/.

Подходит для людей со слабыми деснами.

Производится по запатентованной технологии. Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями.

Получены сертификаты FDA и ISO

Состав ручки: полипропилен, резина.

Состав щетинок: полибутилентерефталат, частицы нанозолота (0,0001%).



NANO GOLD TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА
и сверхтонкой двойной щетиной

**Жесткость - мягкая и
супермягкая,
прозрачная прямая ручка**



141067

**Жесткость - средняя и
мягкая,
изогнутая ручка**



141722

Nano Gold Toothbrush

**Зубная щетка с наночастицами золота,
сверхтонкой двойной щетиной (мягкой и супермягкой)
и компактной головкой**



140534

Клиническими исследованиями доказано, что частицы нанозолота уничтожают до 99,9% всех бактерий, "сталкивающихся" со щетинками щетки, что предотвращает появление неприятного запаха изо рта.

Щетина, производимая с добавлением наночастиц золота, сохраняет его действие до окончания срока годности зубной щетки.

Тонкие супермягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные мягкие нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль, не повреждая ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения чистоты и свежести.

Производится по запатентованной технологии. Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями. Получены сертификаты FDA и ISO.

Жесткость длинных щетинок щетки – супермягкая.

Жесткость коротких щетинок щетки – мягкая.

Подходит для людей со слабыми деснами.

Применение: увлажнить щетку, нанести немного пасты и чистить зубы несколько минут. Затем прополоскать щетку в проточной воде.

Рекомендации по использованию: после использования храните зубную щётку в проветриваемом помещении, так чтобы с нее стекла вода. Использовать только по назначению. Меняйте щетку не реже, чем через 3-4 мес.

Состав ручки: полипропилен, резина.

Состав щетинок: полибутилентерефталат, частицы золота (0,0001%).

NANO GOLD TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА
и сверхтонкой двойной щетиной

НАБОРЫ

Набор, 4 шт.

**Жесткость - средняя и мягкая,
прямая ручка**



141036

Набор: 3 шт. + скребок для языка

**Жесткость - мягкая и супермягкая,
прямая ручка**



141463

*Скребок предназначен для
очищения языка от
налета.*

Применение: увлажните
скребок и очищайте язык,
перемещая скребок от
внутренней части языка
наружу. Используйте по
мере образования налета.

** Соблюдайте
осторожность, так как
сильное и частое трение
может повредить язык.*

NANO SILVER TOOTHBRUSH **ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА** **и сверхтонкой двойной щетиной**



Наносеребро имеет следующие свойства:

- оказывает мощное антибактериальное действие
- успокаивает, выводит токсины и очищает
- восстанавливает клетки, увеличивает локальный иммунитет
- освежает дыхание

Зубная щетка разработана по новейшей технологии с добавлением наночастиц серебра, которые препятствуют размножению бактерий и помогают устранить неприятный запах во рту.

Щетина, производимая с добавлением серебра, сохраняет его действие до окончания срока годности зубной щетки.

Тонкие мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения чистоты и свежести.

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая /супермягкая/.

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя /мягкая/.

Подходит для людей со слабыми деснами

Производится по запатентованной технологии.

Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями.

Получены сертификаты FDA и ISO

Состав ручки: полипропилен, резина.

Состав щетинок: полибутилентерефталат, частицы наносеребра (0,0045%).



NANO SILVER TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА,
сверхтонкой двойной щетиной
(средней жесткости и мягкой)

изогнутая ручка



141753

Набор, 4 шт.
прямая ручка



140466

NANO CHARCOAL TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ
и сверхтонкой двойной щетиной



Уголь имеет следующие свойства:

- защищает полость рта
- укрепляет десны
- оказывает отбеливающее, антибактериальное и дезодорирующее действия

Щетина, производимая с добавлением древесного угля, сохраняет его действие до окончания срока годности зубной щетки.

Тонкие мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения чистоты и свежести.

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая /супермягкая/.

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя /мягкая/.

Подходит для людей со слабыми деснами.

Производится по запатентованной технологии.

Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями.

Получены сертификаты FDA и ISO

Состав ручки: полипропилен, резина.

Состав щетинок: полибутилентерефталат, уголь (4,38%).

NANO CHARCOAL TOOTHBRUSH ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ и сверхтонкой двойной щетиной

Жесткость - средняя и мягкая,
прозрачная прямая ручка



141050



Жесткость - средняя и мягкая,
изогнутая ручка



141746



Nano Charcoal Toothbrush
Зубная щетка с древесным углем,
сверхтонкой двойной щетиной (мягкой и супермягкой)
и компактной головкой



140558

Древесный уголь защищает полость рта, укрепляет десны, обладает отбеливающей, антибактериальной и дезодорирующей функциями.

Щетина, производимая с добавлением древесного угля, сохраняет его действие до окончания срока годности зубной щетки.

Тонкие мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения чистоты и свежести.

Производится по запатентованной технологии. Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями. Получены сертификаты FDA и ISO.

Жесткость длинных щетинок щетки – супермягкая.

Жесткость коротких щетинок щетки – мягкая.

Подходит для людей со слабыми деснами.

Применение: увлажнить щетку, нанести немного пасты и чистить зубы несколько минут. Затем прополоскать щетку в проточной воде.

Рекомендации по использованию: после использования храните зубную щётку в проветриваемом помещении, так чтобы с нее стекла вода. Использовать только по назначению. Меняйте щетку не реже, чем через 3-4 мес.

Состав ручки: полипропилен, резина.

Состав щетинок: полибутилентерефталат, уголь (4,38%).

NANO CHARCOAL TOOTHBRUSH ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ и сверхтонкой двойной щетиной

НАБОРЫ

Набор, 4 шт.
Жесткость - средняя и мягкая,
прямая ручка



141029

Набор: 3 шт. + скребок для языка
Жесткость - мягкая и супермягкая,
прямая ручка



140909

*Скребок предназначен для
очистки языка от
налета.*

Применение: увлажните
скребок и очищайте язык,
перемещая скребок от
внутренней части языка
наружу. Используйте по
мере образования налета.

** Соблюдайте
осторожность, так как
сильное и частое трение
может повредить язык.*

TOURMALINE TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ТУРМАЛИНОМ
и сверхтонкой двойной щетиной (средней жесткости и мягкой)

изогнутая ручка



140497



Турмалин имеет следующие свойства:

- генерирует отрицательно заряженные ионы
- генерирует дальние инфракрасные лучи
- препятствует размножению бактерий в полости рта
- способствует улучшению кровообращения в деснах

Тонкие мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения чистоты и свежести.

Производится по запатентованной технологии. Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями. Получены сертификаты FDA и ISO.

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая.

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя.

Подходит для людей со слабыми деснами.

Производится по запатентованной технологии.

Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями.

Получены сертификаты FDA и ISO

Состав ручки: полипропилен, резина.

Состав щетинок: полибутилентерефталат, турмалиновая пудра (0,01-0,2%).

XYLITOL TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ “КСИЛИТ”
со сверхтонкой двойной щетиной
(средней жесткости и мягкой)

Ксилит предотвращает образование зубного камня и налёта, защищает от кариеса, эффективно снижает чувствительность зубов.

Щетина, производимая с добавлением ксилита, сохраняет его действие до окончания срока годности зубной щетки.

Тонкие мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения чистоты и свежести.

Производится по запатентованной технологии. Получены сертификаты FDA и ISO.

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая.

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя.

Подходит для людей со слабыми деснами

XYLITOL TOOTHBRUSH ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С КСИЛИТОМ

и сверхтонкой двойной щетиной, средней жесткости и мягкой

прозрачная прямая ручка



141661



изогнутая ручка



141715



Набор, 4 шт.
прямая ручка



140350

FLUORINE TOOTHBRUSH **ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ “ФТОР”**

со сверхтонкой двойной щетиной (средней жесткости и мягкой)

Фтор предотвращает появление кариеса и защищает зубную эмаль.

Щетина, производимая с добавлением фтора, сохраняет его действие до окончания срока годности зубной щетки.

Тонкие мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения чистоты и свежести.

Производится по запатентованной технологии. Получены сертификаты FDA и ISO.

Низкая концентрация фторида натрия в щетинках щетки не наносит вреда организму.

Использование данной зубной щетки совершенно безопасно!

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая.

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя.

Подходит для людей со слабыми деснами.

FLUORINE TOOTHBRUSH ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ФТОРОМ

и сверхтонкой двойной щетиной, средней жесткости и мягкой

прозрачная прямая ручка



141654



изогнутая ручка



141739



Набор, 4 шт.

прямая ручка



141043